

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® - Apron PE

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt-

beschreibung:

Product Description:

Schürze aus Polyethylen, unsteril, optimaler Sitz durch Verschlussbänder an der Taille, glatte Oberfläche, feuchtigkeitsabweisend, strapazierfähig, geblockt, für HACCP- Zwecke geeignet. Sterilisierbar mit Ethylenoxid und Strahlen.
 Apron made of polyethylene, non sterile, fits perfectly due to convenient back ties, smooth surface, moisture impermeable, hard-wearing, blocked, suitable for HACCP- purposes, Sterilizable: ethylene oxide and radiation.

Bemerkungen:

Remarks:

Für den Schutz der Kleidung vor Verschmutzungen in Medizin und Industrie.
 Perfectly protects clothing against contamination in medicine and industry.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed®- Apron PE, unsteril / non sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Color	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
light, geblockt / blocked	75 cm x 120 cm	blau / blue	● 100 Stk./ pcs.	77521	4046153117468	-	10 x 100
medium, geblockt / blocked	75 cm x 115 cm	blau / blue	● 50 Stk./ pcs.	77522	4046153117482	-	10 x 50
heavy, geblockt / blocked	75 cm x 125 cm	blau / blue	● 50 Stk./ pcs.	77523	4046153117505	-	10 x 50
light, geblockt / blocked	75 cm x 120 cm	weiß / white	○ 100 Stk./ pcs.	77524	4046153117529	-	10 x 100
medium, geblockt / blocked	75 cm x 115 cm	weiß / white	○ 50 Stk./ pcs.	77526	4046153117628	-	10 x 50
heavy, geblockt / blocked	75 cm x 125 cm	weiß / white	○ 50 Stk./ pcs.	77527	4046153117642	-	10 x 50

Qualitätssicherung:

Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Polyethylen

Polyethylene

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
 Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de