

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet



### MaiMed<sup>®</sup> – PT steril

#### Produktdaten:

Product Specification:

#### Produkt-

#### beschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertige Präpariertupfer aus Verbandmull mit Röntgenkontrast-Faden, steril, nach DIN EN 14079-VM 24, 24-fädig. Aus 100% Baumwolle. Doppelt verpackt mit selbstklebenden Zählkarten.

Ready for use preparation swabs with X-ray thread, sterile, according to DIN EN 14079-VM 24, 24-thread, made of 100% cotton. Double packed with adhesive counting cards.

#### Bemerkungen:

Remarks:

Zur chirurgisch invasiven Anwendung im OP-Bereich.

For surgical invasive use in the surgical area.

#### Ausführungen:

Sizes:

**MaiMed<sup>®</sup>– PT, steril mit Röko, zu 10 Stk., doppelt verp.** /sterile with X-ray, double packed by 10 pcs.

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Gr. 1 (klein) / Size 1 (small)	6 cm x 6 cm	30 x 10 Stk./ pcs.	38521	4046153009367	–	12
Gr. 2 (mittel) / Size 2 (medium)	8 cm x 8 cm	30 x 10 Stk./ pcs.	38531	4046153009442	–	12
Gr. 3 (groß) / Size 3 (large)	12 cm x 12 cm	30 x 10 Stk./ pcs.	38551	4046153009541	–	12

**MaiMed<sup>®</sup>– PT, steril mit Röko, zu 20 Stk., in Box** / sterile with X-ray, packed by 20 pcs., in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Gr. 2 (mittel) / Size 2 (medium)	8 cm x 8 cm	30 x 20 Stk./ pcs.	38532	4046153009466	–	12
Gr. 3 (groß) / Size 3 (large)	12 cm x 12 cm	20 x 20 Stk./ pcs.	38552	4046153009565	–	12

#### Qualitätssicherung:

Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG

EN 14079-VM 24

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse IIa / CE- Classification: Class IIa

#### Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

#### Sterilisations-

#### methode:

Sterilisation Method:

Ethylenoxid (EO) / Ethylene-oxide (EO)

#### Material:

Material:

100 % Baumwolle / 100 % cotton

Verbandmull 24-fädig (32 g/m<sup>2</sup>) / Gauze 24-thread (32 g/m<sup>2</sup>)

#### Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)  
Further informations about the symbols on our homepage [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)