

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed[®] – PT unsteril

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt-

beschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertige Präpariertupfer aus Verbandmull mit Röntgenkontrast-Faden, unsteril, nach DIN EN 14079-VM 24, 24-fädig. Aus 100 % Baumwolle. Sterilisierbar.

Ready for use preparation swabs with X-ray thread, non sterile, according to DIN EN 14079-VM 24, 24-thread, made of 100 % cotton. Sterilizable.

Bemerkungen:

Remarks:

Nach vorheriger Sterilisation zur vorübergehend chirurgisch invasiven Anwendung.
For temporary surgical invasive use after sterilisation.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed[®]– PT, unsteril mit Röko-Faden, im Polybeutel / non sterile with X-ray thread, in a polybag

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Gr. 0 (extraklein) / Size 0 (extra small)	4 cm x 4 cm	1000 Stk./ pcs.	31511	4046153007127	9207429	10
Gr. 1 (klein) / Size 1 (small)	6 cm x 6 cm	1000 Stk./ pcs.	31521	4046153007165	0119528	10
Gr. 2 (mittel) / Size 2 (medium)	8 cm x 8 cm	1000 Stk./ pcs.	31531	4046153007202	0119534	10
Gr. 3 (groß) / Size 3 (large)	12 cm x 12 cm	1000 Stk./ pcs.	31551	4046153007448	0119540	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG

EN 14079-VM 24

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse IIa / CE- Classification: Class IIa

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

100 % Baumwolle / 100 % cotton

Verbandmull 24-fädig (32 g/m²) / Gauze 24-thread (32 g/m²)

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de