



MaiMed® – Nitril BIO



Produktdaten:

Product Specification:

Produktbeschreibung:

Product Description:

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, grün, mit texturierten Fingerspitzen, unsteril, pudertfrei. Rechts und links tragbar. Biologisch abbaubar.

Single-use examination gloves made of nitrile, green, with textured fingertips, non-sterile, powder-free. Can be worn on either hand. Biodegradable.

Haupt Einsatzgebiet:

Main Application Area:

Geeignet für die Lebensmittelindustrie, Garten- und Landschaftsbau, Agrarwirtschaft, Gebäudereinigung, stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen, niedergelassener Bereich.

Suitable for the food industry, gardening and landscaping, agriculture, building cleaning, inpatient and outpatient nursing facilities, doctors' sector.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – Nitril BIO, unsteril / non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Pack.-Inhalt/ Content	Art.-Nr./ REF	EAN	PZN	Box/VE
Nitrilhandschuhe/Nitrile gloves	XS	grün/green ●	100 Stk./pcs.	74476	4046153088409	18445990	10
Nitrilhandschuhe/Nitrile gloves	S	grün/green ●	100 Stk./pcs.	74477	4046153088423	18446009	10
Nitrilhandschuhe/Nitrile gloves	M	grün/green ●	100 Stk./pcs.	74478	4046153088447	18446015	10
Nitrilhandschuhe/Nitrile gloves	L	grün/green ●	100 Stk./pcs.	74479	4046153088461	18446021	10
Nitrilhandschuhe/Nitrile gloves	XL	grün/green ●	100 Stk./pcs.	74480	4046153088485	18446038	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455-1, 2, 3, 4; EN ISO 374-1, 2, 4, 5; EN 16523-1:2015+A1:2018; DIN EN ISO 21420:2020; AQL 1,5

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I
European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I

Schutzhandschuh nach der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung, Kategorie III

Protective glove according to Regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment, category III

Die chemischen Substanzen Tetramethylthiuram Disulphide (TMTD), Zinc Mercaptobenzothiazole (ZMBT)/(MBT), Zinc Diethyldithiocarbamate (ZDEC) und Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) sind bei den Handschuhen unter den Nachweisgrenzen.

The chemical substances Tetramethylthiuram Disulphide (TMTD), Zinc Mercaptobenzothiazole (ZMBT)/(MBT), Zinc Diethyldithiocarbamate (ZDEC) and Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) are below the detection limits in the gloves.

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre

5 Years

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Nitril BIO



Produktdaten: Product Specification:

Physikalische Eigenschaften: Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm			Vor Alterung/Before Ageing	
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
XS	≥ 240	≤ 80	N/A	0,07 ± 0,02	0,10 ± 0,02	≥ 6 N	≥ 500 %
S	≥ 240	80 ± 10	N/A	0,07 ± 0,02	0,10 ± 0,02	Nach Alterung/After Ageing	
M	≥ 240	95 ± 10	N/A	0,07 ± 0,02	0,10 ± 0,02		
L	≥ 240	110 ± 10	N/A	0,07 ± 0,02	0,10 ± 0,02	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
XL	≥ 240	≥ 110	N/A	0,07 ± 0,02	0,10 ± 0,02	≥ 6 N	≥ 400 %

Symbole: Symbols:

