

## MaiMed® Flowpack-Halter aus Edelstahl zur Wandmontage

■ **Artikelbezeichnung:** Flowpack-Halter aus Edelstahl zur Wandmontage mit automatischem Druckgeber für perfekte Flowpack-Positionierung, inklusive Montagezubehör.

■ **Artikelnummer:** REF 00002050


■ **Ausführungen:**

**MaiMed® Flowpack-Halter - aus Edelstahl zur Wandmontage**

Artikelbeschreibung	Pack-Inhalt	Art.-Nr.	EAN	PZN	Pack / VE
Flowpack-Halter	1	2050	4046153134526	-	1

■ **Technische Daten:**

Außenabmessung: 16 cm x 14,6 cm x 17 cm (HxBxT)  
Material - Gehäuse: Edelstahl doppelseitig gebürstet  
Maximale Flowpackhöhe: 8 cm  
Maximale Flowpacktiefe: 15 cm  
Öffnung: 12 cm x 9 cm (BxT)



■ **Logistische Daten:**

Verpackung: einzeln verpackt + Karton  
Menge / Palette: 144 MaiMed® Flowpack-Halter

■ **Bohrungen:** 10,5 cm

