



MaiMed® – Bettschutz



Produktdaten:

Product Specification:

Produktbeschreibung:

Product Description:

Waschbarer/wiederverwendbarer Matratzenschutz mit einem erhöhten Saugvolumen (Feuchtigkeitsspeicher ca. 3 Liter/m²). Der Bettschutz mit innenliegender Nässesperre bietet einen hautfreundlichen und angenehmen Liegekomfort ohne Schwitzen. Bedarfsweise mit Seitenlaschen zur sicheren Befestigung unter der Matratze.

Washable/reusable mattress protector with increased suction volume (moisture storage approx. 3 litres/m²). The bed protection with internal moisture barrier offers skin-friendly and pleasant lying comfort without sweating. As needed with side flaps for secure attachment under the mattress.

Bemerkungen:

Remarks:

Zum Schutz von Matratzen, Polster oder Kissen bei bettlägerigen Patienten.

For protection of mattress, cushion or pillow of bedridden patients.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – Bettschutz, unsteril, einzeln verpackt / non-sterile, single-packed

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Pack.-Inhalt/ Content	Art.-Nr./ REF	EAN	PZN	Hilfsmittel- nummern	Pack/ VE
Waschbarer Bettschutz mit Seitenlaschen/ Washable bed protector with side flaps	75 cm × 90 cm	blau/blue	1 Stk./pcs.	76444	4046153135806	18229364	51.40.01.4159 19.40.05.2106	10
Waschbarer Bettschutz/ Washable bed protector	85 cm × 90 cm	blau/blue	1 Stk./pcs.	76445	4046153136490	18776480	51.40.01.4160 19.40.05.2107	10
Waschbarer Bettschutz mit Seitenlaschen/ Washable bed protector with side flaps	85 cm × 90 cm	blau/blue	1 Stk./pcs.	76446	4046153139651	19449033	51.40.01.4161 19.40.05.2108	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

Verordnung (EU) 2017/745 (MDR), CE-Klassifizierung: Klasse I

Regulation (EU) 2017/745 (MDR), CE-Classification: Class I

Material:

Material:

Polyester, Baumwolle, Viskose, Polyurethanfolie

Polyester, Cotton, Viscose, Polyurethane-foil

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre

5 Years

Symbole:

Symbols:

