

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Ideal

Produktbeschreibung <i>Product Description</i>	Weiße, dauerelastische Idealbinde, unsteril, aus Baumwolle, Polyester und Spandex. Mit kurzem Zug. <i>White, permanently elastic bandage, non sterile, made of cotton, polyester and spandex. With short stretch.</i>																																
Anwendung <i>Application</i>	Zur komprimierenden Fixierung von Wundauflagen. <i>For compressing fixation of wound coverings.</i>																																
Ausführungen <i>Variants</i>	<table border="1"> <thead> <tr style="background-color: #0056b3; color: white;"> <th>Artikelbeschreibung/ <i>Article Description</i></th> <th>Größe/ <i>Size</i></th> <th>Farbe/ <i>Colour</i></th> <th>Inhalt/ <i>Content</i></th> <th>Artikelnummer/ <i>Article Number</i></th> <th>GTIN</th> <th>PZN</th> <th>VE/ <i>SU</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kurzer Zug/ <i>short stretch</i></td> <td>8 cm × 5 m</td> <td>weiß/ <i>white</i> ○</td> <td>10 Stk./ <i>pcs.</i></td> <td>63030</td> <td>4046153018345</td> <td>08889378</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>kurzer Zug/ <i>short stretch</i></td> <td>10 cm × 5 m</td> <td>weiß/ <i>white</i> ○</td> <td>10 Stk./ <i>pcs.</i></td> <td>63040</td> <td>4046153018383</td> <td>08889384</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>									Artikelbeschreibung/ <i>Article Description</i>	Größe/ <i>Size</i>	Farbe/ <i>Colour</i>	Inhalt/ <i>Content</i>	Artikelnummer/ <i>Article Number</i>	GTIN	PZN	VE/ <i>SU</i>	kurzer Zug/ <i>short stretch</i>	8 cm × 5 m	weiß/ <i>white</i> ○	10 Stk./ <i>pcs.</i>	63030	4046153018345	08889378	28	kurzer Zug/ <i>short stretch</i>	10 cm × 5 m	weiß/ <i>white</i> ○	10 Stk./ <i>pcs.</i>	63040	4046153018383	08889384	24
Artikelbeschreibung/ <i>Article Description</i>	Größe/ <i>Size</i>	Farbe/ <i>Colour</i>	Inhalt/ <i>Content</i>	Artikelnummer/ <i>Article Number</i>	GTIN	PZN	VE/ <i>SU</i>																										
kurzer Zug/ <i>short stretch</i>	8 cm × 5 m	weiß/ <i>white</i> ○	10 Stk./ <i>pcs.</i>	63030	4046153018345	08889378	28																										
kurzer Zug/ <i>short stretch</i>	10 cm × 5 m	weiß/ <i>white</i> ○	10 Stk./ <i>pcs.</i>	63040	4046153018383	08889384	24																										
Qualitätssicherung <i>Quality Management</i>	EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 <i>EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745</i> Medizinproduktklasse I <i>Medical Device Class I</i>																																
Material <i>Material</i>	62 % Baumwolle, 36 % Polyester, 2 % Spandex; Dehnbarkeit ≥ 80 %, ged. Länge ca. 5 m <i>62 % cotton, 36 % polyester, 2 % spandex; stretchability ≥ 80 %, stretched length approx. 5 m</i>																																
Verwendbarkeit <i>Shelf Life</i>	5 Jahre <i>5 Years</i>																																
Symbole <i>Symbols</i>	        																																