



Maielast® – haft glatt color



Produktdaten:

Product Specification:

Produktbeschreibung:

Product Description:

Kohäsive, elastische Fixierbinde, unsteril, aus Polyester und Polyamid.
Mit kurzem Zug. Haftet durch mikropunktuellen Latexauftrag. In diversen Farben erhältlich.
Cohesive, elastic fixation bandage, non-sterile, made of polyester and polyamide.
With short stretch. Adhere due to micro-punctual latex coating. Available in different colors.

Bemerkungen:

Remarks:

Besonders anwenderfreundlich, da keine Verbandklammern benötigt werden.
Für Fixierverbände aller Art.
Especially user friendly, as no bandage clips are needed. For all types of fixation bandages.

Ausführungen:

Sizes:

Maielast® – haft glatt color, unsteril, einzeln in einer Box / non-sterile, single-packed in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Pack.-Inhalt/ Content	Art.-Nr./ REF	EAN	PZN	Box/VE
kurzer Zug/short stretch	6 cm × 20 m	gelb/yellow	1 Stk./pcs.	61320	4046153016969	00335491	36
kurzer Zug/short stretch	6 cm × 20 m	grün/green	1 Stk./pcs.	61321	4046153031184	02501048	36
kurzer Zug/short stretch	6 cm × 20 m	blau/blue	1 Stk./pcs.	61322	4046153031207	02501108	36
kurzer Zug/short stretch	8 cm × 20 m	gelb/yellow	1 Stk./pcs.	61330	4046153017003	02501404	36
kurzer Zug/short stretch	8 cm × 20 m	grün/green	1 Stk./pcs.	61331	4046153031221	00336378	36
kurzer Zug/short stretch	8 cm × 20 m	blau/blue	1 Stk./pcs.	61332	4046153031245	02501812	36

Qualitätssicherung:

Quality Management:

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I
European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I

Material:

Material:

95% Polyester, 5% Polyamid; Dehnbarkeit ca. 160%, gedehnte Länge ca. 20 m.
95% polyester, 5% polyamide; stretchability approx. 160%, stretched length approx. 20 m.

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

3 Jahre
3 Years

Symbole:

Symbols:

