



## Maielast® – haft krepp color



### Produktdaten:

Product Specification:

### Produktbeschreibung:

Product Description:

Kohäsive, elastische Fixierbinde, unsteril, aus Polyester und Polyamid.  
Mit kurzem Zug. Haftet durch mikropunktuellen Latexauftrag. In diversen Farben erhältlich.  
*Cohesive, elastic fixation bandage, non-sterile, made of polyester and polyamide.  
With short stretch. Adhere due to micro-punctual latex coating. Available in different colors.*

### Bemerkungen:

Remarks:

Besonders anwenderfreundlich, da keine Verbandklammern benötigt werden.  
Für Fixierverbände aller Art.  
*Especially user friendly, as no bandage clips are needed. For all types of fixation bandages.*

### Ausführungen:

Sizes:

**Maielast® – haft krepp color, unsteril, einzeln in einer Box / non-sterile, single-packed in a box**

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Pack.-Inhalt/ Content	Art.-Nr./ REF	EAN	PZN	Box/VE
kurzer Zug/short stretch	6 cm × 20 m	blau/blue	1 Stk./pcs.	61370	4046153017126	00336289	16
kurzer Zug/short stretch	6 cm × 20 m	rot/red	1 Stk./pcs.	61371	4046153031269	02502349	16
kurzer Zug/short stretch	8 cm × 20 m	blau/blue	1 Stk./pcs.	61380	4046153017164	02502355	12
kurzer Zug/short stretch	8 cm × 20 m	rot/red	1 Stk./pcs.	61381	4046153031283	00337001	12
kurzer Zug/short stretch	10 cm × 20 m	blau/blue	1 Stk./pcs.	61390	4046153017201	00337136	10
kurzer Zug/short stretch	10 cm × 20 m	rot/red	1 Stk./pcs.	61391	4046153031306	02502361	10

### Qualitätssicherung:

Quality Management:

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I  
*European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I*

### Material:

Material:

97% Polyester, 3% Polyamid; Dehnbarkeit ca. 160%, gedehnte Länge ca. 20 m.  
*97% polyester, 3% polyamide; stretchability approx. 160%, stretched length approx. 20 m.*

### Verwendbarkeit:

Shelf Life:

3 Jahre  
3 Years

### Symbole:

Symbols:

