

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet



### MaiMed® – porefix steril

<b>Produktbeschreibung</b> <i>Product Description</i>	Postoperativer Wundschnellverband aus Vlies, steril, aus Polyester mit Polyacrylat-Kleber, hypoallergen. <i>Ready for use wound dressing, post-operative, non-woven, sterile, made of Polyester with polyacrylate adhesive.</i>																																																															
<b>Anwendung</b> <i>Application</i>	Zur äußeren Abdeckung von Verletzungen und postoperativen Wunden. <i>For external covering of injuries and post-operative wounds.</i>																																																															
<b>Ausführungen</b> <i>Variants</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelbeschreibung/ <i>Article Description</i></th> <th>Größe/ <i>Size</i></th> <th>Farbe/ <i>Colour</i></th> <th>Inhalt/ <i>Content</i></th> <th>Artikelnummer/ <i>Article Number</i></th> <th>GTIN</th> <th>PZN</th> <th>VE/ <i>SU</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wundschnellverband/ <i>Wound dressing</i></td> <td>7 cm × 5 cm</td> <td>weiß/ <i>white</i></td> <td>○ 50 x 1 Stk./ <i>pcs.</i></td> <td>77040</td> <td>4046153027484</td> <td>07795623</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Wundschnellverband/ <i>Wound dressing</i></td> <td>10 cm × 8 cm</td> <td>weiß/ <i>white</i></td> <td>○ 25 x 1 Stk./ <i>pcs.</i></td> <td>77050</td> <td>4046153027507</td> <td>07795652</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Wundschnellverband/ <i>Wound dressing</i></td> <td>15 cm × 8 cm</td> <td>weiß/ <i>white</i></td> <td>○ 25 x 1 Stk./ <i>pcs.</i></td> <td>77060</td> <td>4046153027521</td> <td>07795669</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Wundschnellverband/ <i>Wound dressing</i></td> <td>20 cm × 10 cm</td> <td>weiß/ <i>white</i></td> <td>○ 25 x 1 Stk./ <i>pcs.</i></td> <td>77070</td> <td>4046153027545</td> <td>07795681</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Wundschnellverband/ <i>Wound dressing</i></td> <td>25 cm × 10 cm</td> <td>weiß/ <i>white</i></td> <td>○ 25 x 1 Stk./ <i>pcs.</i></td> <td>77080</td> <td>4046153027569</td> <td>07795698</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Wundschnellverband/ <i>Wound dressing</i></td> <td>30 cm × 10 cm</td> <td>weiß/ <i>white</i></td> <td>○ 25 x 1 Stk./ <i>pcs.</i></td> <td>77090</td> <td>4046153027583</td> <td>07795706</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>								Artikelbeschreibung/ <i>Article Description</i>	Größe/ <i>Size</i>	Farbe/ <i>Colour</i>	Inhalt/ <i>Content</i>	Artikelnummer/ <i>Article Number</i>	GTIN	PZN	VE/ <i>SU</i>	Wundschnellverband/ <i>Wound dressing</i>	7 cm × 5 cm	weiß/ <i>white</i>	○ 50 x 1 Stk./ <i>pcs.</i>	77040	4046153027484	07795623	24	Wundschnellverband/ <i>Wound dressing</i>	10 cm × 8 cm	weiß/ <i>white</i>	○ 25 x 1 Stk./ <i>pcs.</i>	77050	4046153027507	07795652	30	Wundschnellverband/ <i>Wound dressing</i>	15 cm × 8 cm	weiß/ <i>white</i>	○ 25 x 1 Stk./ <i>pcs.</i>	77060	4046153027521	07795669	30	Wundschnellverband/ <i>Wound dressing</i>	20 cm × 10 cm	weiß/ <i>white</i>	○ 25 x 1 Stk./ <i>pcs.</i>	77070	4046153027545	07795681	15	Wundschnellverband/ <i>Wound dressing</i>	25 cm × 10 cm	weiß/ <i>white</i>	○ 25 x 1 Stk./ <i>pcs.</i>	77080	4046153027569	07795698	15	Wundschnellverband/ <i>Wound dressing</i>	30 cm × 10 cm	weiß/ <i>white</i>	○ 25 x 1 Stk./ <i>pcs.</i>	77090	4046153027583	07795706	15
Artikelbeschreibung/ <i>Article Description</i>	Größe/ <i>Size</i>	Farbe/ <i>Colour</i>	Inhalt/ <i>Content</i>	Artikelnummer/ <i>Article Number</i>	GTIN	PZN	VE/ <i>SU</i>																																																									
Wundschnellverband/ <i>Wound dressing</i>	7 cm × 5 cm	weiß/ <i>white</i>	○ 50 x 1 Stk./ <i>pcs.</i>	77040	4046153027484	07795623	24																																																									
Wundschnellverband/ <i>Wound dressing</i>	10 cm × 8 cm	weiß/ <i>white</i>	○ 25 x 1 Stk./ <i>pcs.</i>	77050	4046153027507	07795652	30																																																									
Wundschnellverband/ <i>Wound dressing</i>	15 cm × 8 cm	weiß/ <i>white</i>	○ 25 x 1 Stk./ <i>pcs.</i>	77060	4046153027521	07795669	30																																																									
Wundschnellverband/ <i>Wound dressing</i>	20 cm × 10 cm	weiß/ <i>white</i>	○ 25 x 1 Stk./ <i>pcs.</i>	77070	4046153027545	07795681	15																																																									
Wundschnellverband/ <i>Wound dressing</i>	25 cm × 10 cm	weiß/ <i>white</i>	○ 25 x 1 Stk./ <i>pcs.</i>	77080	4046153027569	07795698	15																																																									
Wundschnellverband/ <i>Wound dressing</i>	30 cm × 10 cm	weiß/ <i>white</i>	○ 25 x 1 Stk./ <i>pcs.</i>	77090	4046153027583	07795706	15																																																									
<b>Qualitätssicherung</b> <i>Quality Management</i>	EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 <i>EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745</i> Medizinproduktklasse Is <i>Medical Device Class Is</i>																																																															
<b>Material</b> <i>Material</i>	Trägermaterial: Vliesstoff (100% Polyester) <i>Backing material: Non-woven fabric (100% polyester)</i> Wundauflage: Viskose & Polyethylen <i>Wound dressing: Viscose &amp; Polyethylene</i> Kleber: Polyacrylat, Ethylacetat <i>Adhesive: Polycrylate, Ethylacetate</i>																																																															
<b>Verwendbarkeit</b> <i>Shelf Life</i>	5 Jahre <i>5 Years</i>																																																															
<b>Sterilisationsmethode</b> <i>Sterilisation Method</i>	Ethylenoxid (EO) <i>Ethylene-oxide (EO)</i>																																																															
<b>Symbole</b> <i>Symbols</i>	 																																																															