

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – ST-Set Nr. 55103

Produktbeschreibung Product Description

Ist ein steril verpacktes Einweg-Set, für die alltägliche Anwendung in der Wundversorgung. Es beinhaltet alle notwendigen Komponenten für eine hygienische und effektive Versorgung von Wunden. Die Blisterverpackung kann gleichzeitig als Ablageschale verwendet werden.
Is a sterile-packed disposable set for everyday use in wound care. It contains all the necessary components for the hygienic and effective treatment of wounds. The blister pack can also be used as a storage tray.

Anwendung Application

Zur äußeren Wundversorgung im Ambulanz-, Stations- und Erste-Hilfe-Bereich.
For external wound dressing in the ambulance-, ward- and First Aid area.

Ausführungen Variants

Artikelbeschreibung/ Article Description	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU
ST-Set Nr. 55103	1 Set	155103	4046153032204	05390879	100

Inhalt Content

5x Mullkompressen 5x5 cm, 8-fach / gauze swabs 5x5 cm, 8-ply
1x Schutzlaken 45x45 cm, 2-lagig / protective sheet, 45x45 cm, 2-ply
1x Pinzette / forceps

Qualitätssicherung Quality Management

EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745
EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745
Medizinproduktklasse Is
Medical Device Class Is

Verwendbarkeit Shelf Life

5 Jahre
5 Years

Sterilisationsmethode Sterilisation Method

Ethylenoxid (EO)
Ethyleneoxide (EO)

Symbole Symbols

