

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – VK Stoma, Vlieskompressen

Produktbeschreibung Product Description

Gebrauchsfertige Vlieskompressen aus weichem Vliesstoff Viskose und Polyester, unsteril, sehr saugfähig und hautverträglich. Sterilisierbar -A 121°C.
Ready-to-use nonwoven compresses made of soft viscose and polyester fleece, non-sterile, highly absorbent and skin-friendly. Sterilizable at 121°C.

Anwendung Application

Zur äußeren Wundversorgung sowie zur Reinigung und Pflege empfindlicher und gereizter Haut. Diese Komresse eignet sich besonders für die Stomaversorgung.
For external wound dressing as well as for cleaning and care of sensitive and irritated skin. This swab is especially suitable for the supply of stomas.

Ausführungen Variants

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU
4-fach/4-ply	10 cm × 10 cm	100 Stk./ pcs.	21480	4046153002023	02680499	20

Qualitätssicherung Quality Management

EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745
EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745
Medizinproduktklasse I
Medical Device Class I

Material Material

Polyester-Viskose-Gemisch
Polyester-viscose mixture
Flächengewicht: 40 g/m²
Weight 40 g/m²
Chlorfrei gebleicht
bleached chlorine-free

Verwendbarkeit Shelf Life

5 Jahre
5 Years

Symbole Symbols

