

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – VK unsteril, Vlieskompressen

Produktbeschreibung Product Description	Gebrauchsfertige Vlieskompressen aus weichem Vliesstoff aus Viskose und Polyester, unsteril, sehr saugfähig und hautverträglich. Sterilisierbar -A 121°C. <i>Ready-to-use non-woven swabs made of soft non-woven material made of viscose and polyester, non-sterile, absorbent and kind to the skin. Sterilisable -A 121°C.</i>																																																															
Anwendung Application	Zur äußeren Wundversorgung im Ambulanzbereich, auf der Station und im Erste-Hilfe-Bereich. <i>For external wound dressing in the ambulance-, ward- and First Aid area.</i>																																																															
Ausführungen Variants	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelbeschreibung/ Article Description</th> <th>Größe/ Size</th> <th>Inhalt/ Content</th> <th>Artikelnummer/ Article Number</th> <th>GTIN</th> <th>PZN</th> <th>VE/ SU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4-fach/4-ply</td> <td>5 cm × 5 cm</td> <td>100 Stk./ pcs.</td> <td>21210</td> <td>4046153001422</td> <td>08889409</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>4-fach/4-ply</td> <td>7,5 cm × 7,5 cm</td> <td>100 Stk./ pcs.</td> <td>21220</td> <td>4046153001446</td> <td>08889415</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>4-fach/4-ply</td> <td>10 cm × 10 cm</td> <td>100 Stk./ pcs.</td> <td>21230</td> <td>4046153001484</td> <td>08889421</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>4-fach/4-ply</td> <td>10 cm × 20 cm</td> <td>100 Stk./ pcs.</td> <td>21240</td> <td>4046153001507</td> <td>08889438</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>6-fach/6-ply</td> <td>5 cm × 5 cm</td> <td>100 Stk./ pcs.</td> <td>21260</td> <td>4046153001521</td> <td>01280088</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>6-fach/6-ply</td> <td>7,5 cm × 7,5 cm</td> <td>100 Stk./ pcs.</td> <td>21270</td> <td>4046153001545</td> <td>01280094</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>6-fach/6-ply</td> <td>10 cm × 10 cm</td> <td>100 Stk./ pcs.</td> <td>21280</td> <td>4046153001569</td> <td>01280102</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>6-fach/6-ply</td> <td>10 cm × 20 cm</td> <td>100 Stk./ pcs.</td> <td>21290</td> <td>4046153001606</td> <td>01280119</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU	4-fach/4-ply	5 cm × 5 cm	100 Stk./ pcs.	21210	4046153001422	08889409	20	4-fach/4-ply	7,5 cm × 7,5 cm	100 Stk./ pcs.	21220	4046153001446	08889415	20	4-fach/4-ply	10 cm × 10 cm	100 Stk./ pcs.	21230	4046153001484	08889421	20	4-fach/4-ply	10 cm × 20 cm	100 Stk./ pcs.	21240	4046153001507	08889438	20	6-fach/6-ply	5 cm × 5 cm	100 Stk./ pcs.	21260	4046153001521	01280088	20	6-fach/6-ply	7,5 cm × 7,5 cm	100 Stk./ pcs.	21270	4046153001545	01280094	20	6-fach/6-ply	10 cm × 10 cm	100 Stk./ pcs.	21280	4046153001569	01280102	20	6-fach/6-ply	10 cm × 20 cm	100 Stk./ pcs.	21290	4046153001606	01280119	20
Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU																																																										
4-fach/4-ply	5 cm × 5 cm	100 Stk./ pcs.	21210	4046153001422	08889409	20																																																										
4-fach/4-ply	7,5 cm × 7,5 cm	100 Stk./ pcs.	21220	4046153001446	08889415	20																																																										
4-fach/4-ply	10 cm × 10 cm	100 Stk./ pcs.	21230	4046153001484	08889421	20																																																										
4-fach/4-ply	10 cm × 20 cm	100 Stk./ pcs.	21240	4046153001507	08889438	20																																																										
6-fach/6-ply	5 cm × 5 cm	100 Stk./ pcs.	21260	4046153001521	01280088	20																																																										
6-fach/6-ply	7,5 cm × 7,5 cm	100 Stk./ pcs.	21270	4046153001545	01280094	20																																																										
6-fach/6-ply	10 cm × 10 cm	100 Stk./ pcs.	21280	4046153001569	01280102	20																																																										
6-fach/6-ply	10 cm × 20 cm	100 Stk./ pcs.	21290	4046153001606	01280119	20																																																										
Qualitätssicherung Quality Management	EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 <i>EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745</i> Medizinproduktklasse I <i>Medical Device Class I</i>																																																															
Material Material	Polyester-Viskose-Gemisch <i>Polyester-viscose mixture</i> Flächengewicht 30 g/m ² <i>Weight 30 g/m²</i> Chlorfrei gebleicht <i>bleached chlorine-free</i>																																																															
Verwendbarkeit Shelf Life	5 Jahre <i>5 Years</i>																																																															
Symbole Symbols																																																																