

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



Mainasal® – flex, Nasenverband

Produktbeschreibung <i>Product Description</i>	Nasenverband mit weichen und zylindrischen Tamponaden und flexiblen Ohrschlaufen. <i>Nasal dressing with soft, cylindrical tampons and flexible ear loops.</i>														
Anwendung <i>Application</i>	Zur äußeren Wundversorgung sowie zur postoperativen Blut- und Wundsekret Aufnahme. <i>For external wound dressing, as well as for the post-operative absorption of blood and secretion.</i>														
Ausführungen <i>Variants</i>	<table><thead><tr><th>Artikelbeschreibung/ <i>Article Description</i></th><th>Größe/ <i>Size</i></th><th>Inhalt/ <i>Content</i></th><th>Artikelnummer/ <i>Article Number</i></th><th>GTIN</th><th>PZN</th><th>VE/ <i>SU</i></th></tr></thead><tbody><tr><td>Größe 1 / size 1</td><td>6 cm, Ø 3 cm</td><td>20 Stk./ pcs.</td><td>75115</td><td>4046153030828</td><td>04387496</td><td>100</td></tr></tbody></table>	Artikelbeschreibung/ <i>Article Description</i>	Größe/ <i>Size</i>	Inhalt/ <i>Content</i>	Artikelnummer/ <i>Article Number</i>	GTIN	PZN	VE/ <i>SU</i>	Größe 1 / size 1	6 cm, Ø 3 cm	20 Stk./ pcs.	75115	4046153030828	04387496	100
Artikelbeschreibung/ <i>Article Description</i>	Größe/ <i>Size</i>	Inhalt/ <i>Content</i>	Artikelnummer/ <i>Article Number</i>	GTIN	PZN	VE/ <i>SU</i>									
Größe 1 / size 1	6 cm, Ø 3 cm	20 Stk./ pcs.	75115	4046153030828	04387496	100									
Qualitätssicherung <i>Quality Management</i>	EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 <i>EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745</i> Medizinproduktklasse I <i>Medical Device Class I</i>														
Material <i>Material</i>	Bänder: 100 % Polyamid <i>Ties: 100 % polyamide</i> Kern: 25 % Baumwolle, 25% Zellwolle; 50% Vlies, Länge: ca. 8 cm, Durchmesser: ca. 3 cm <i>Core: 25% cotton, 25% rayon staple, 50% non-woven fabric, length: approx. 6 cm, diameter: approx. 3 cm</i> Chlorfrei gebleicht <i>bleached chlorine-free</i>														
Verwendbarkeit <i>Shelf Life</i>	5 Jahre <i>5 Years</i>														
Symbole <i>Symbols</i>	       														