

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Schutzschürze



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Schutzschürze aus hochwertigen dauerelastischen Polyester mit Hi-Tech Polyurethanbeschichtung, unsteril, flüssigkeitsabweisend und waschbar. Optimaler Sitz durch Verschlussbänder an der Taille. Glatte Oberfläche. Beschichtete Seite nach außen tragen.

Protective apron made of high-quality permanently elastic polyester with hi-tech polyurethane coating, non-sterile, liquid-repellent and washable.

Optimum fit thanks to fastening straps at the waist. Smooth surface. Coated side facing outwards.

Bemerkungen:

Remarks:

Für den Schutz der Kleidung vor Verschmutzungen in Bereichen wie der häuslichen Pflege und Industrie.

For the protection of clothing against contamination in areas such as home care and industry.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – Schutzschürze, unsteril / non sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Color	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Schutzschürze/ Protective apron	90 cm x 136 cm	hellgrau/● light grey	1 Stk./pcs.	77540	4046153139675	19638834	1 x 48

Qualitätssicherung:

Quality Management:

ISO 9001

ISO 9001

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

Waschbar bei 95 °C, schonend trocknen

Washable at 95 °C, tumble dry gently

Material:

Material:

Polyester mit Hi-Tech Polyurethanbeschichtung

Polyester with hi-tech polyurethane coating

Symbole:

Symbols:



MaiMed® GmbH
Robert-Koch-Straße 1–7
29643 Neuenkirchen – Germany

www.MaiMed.de
info@maimed.de

Tel. +49 5195 9707-0
Fax +49 5195 9707-100