

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – TPE

Produktbeschreibung Product Description	Einmalhandschuhe aus Thermoplastischem Elastomer (TPE), glatte Oberfläche, blau, unsteril und puderfrei, sehr elastisch. Rechts und links tragbar. Single-use gloves made of thermoplastic elastomer (TPE), smooth surface, blue, non-sterile and powder-free, very elastic. Can be worn on either hand.																																															
Anwendung Application	Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, Hotellerie, Gastronomie, Catering sowie für körpernahe Dienstleistungen. Suitable for use in food area, hotel industry, gastronomy, catering, home nursing as well as close contact services.																																															
Ausführungen Variants	<table><tr><th>Artikelbeschreibung/ Article Description</th><th>Größe/ Size</th><th>Farbe/ Colour</th><th>Inhalt/ Content</th><th>Artikelnummer/ Article Number</th><th>GTIN</th><th>PZN</th><th>VE/ SU</th></tr><tr><td>TPE-Handschuhe/ TPE gloves</td><td>S</td><td>blau/ blue</td><td>200 Stk./ pcs.</td><td>76370</td><td>4046153140244</td><td>19725912</td><td>10</td></tr><tr><td>TPE-Handschuhe/ TPE gloves</td><td>M</td><td>blau/ blue</td><td>200 Stk./ pcs.</td><td>76371</td><td>4046153140268</td><td>19725929</td><td>10</td></tr><tr><td>TPE-Handschuhe/ TPE gloves</td><td>L</td><td>blau/ blue</td><td>200 Stk./ pcs.</td><td>76372</td><td>4046153140282</td><td>19725906</td><td>10</td></tr><tr><td>TPE-Handschuhe/ TPE gloves</td><td>XL</td><td>blau/ blue</td><td>200 Stk./ pcs.</td><td>76373</td><td>4046153140305</td><td>19725935</td><td>10</td></tr></table>								Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU	TPE-Handschuhe/ TPE gloves	S	blau/ blue	200 Stk./ pcs.	76370	4046153140244	19725912	10	TPE-Handschuhe/ TPE gloves	M	blau/ blue	200 Stk./ pcs.	76371	4046153140268	19725929	10	TPE-Handschuhe/ TPE gloves	L	blau/ blue	200 Stk./ pcs.	76372	4046153140282	19725906	10	TPE-Handschuhe/ TPE gloves	XL	blau/ blue	200 Stk./ pcs.	76373	4046153140305	19725935	10
Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU																																									
TPE-Handschuhe/ TPE gloves	S	blau/ blue	200 Stk./ pcs.	76370	4046153140244	19725912	10																																									
TPE-Handschuhe/ TPE gloves	M	blau/ blue	200 Stk./ pcs.	76371	4046153140268	19725929	10																																									
TPE-Handschuhe/ TPE gloves	L	blau/ blue	200 Stk./ pcs.	76372	4046153140282	19725906	10																																									
TPE-Handschuhe/ TPE gloves	XL	blau/ blue	200 Stk./ pcs.	76373	4046153140305	19725935	10																																									
Qualitätssicherung Quality Management	AQL 1,5, Produktsicherheitsverordnung AQL 1.5, General Product Safety Regulation – GPSR																																															
Verwendbarkeit Shelf Life	5 Jahre 5 Years																																															
Physikalische Eigenschaften Physical Parameters	<table><tr><th rowspan="2">Größe/ Size</th><th rowspan="2">Länge/ Length in mm</th><th rowspan="2">Breite/ Width in mm</th><th colspan="3">Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm</th></tr><tr><th>Schaft/Cuff</th><th>Hand/Palm</th><th>Finger/Finger</th></tr><tr><td>S</td><td>270 ± 3</td><td>210 ± 3</td><td>ca. 0,04</td><td>ca. 0,04</td><td>ca. 0,04</td></tr><tr><td>M</td><td>270 ± 3</td><td>215 ± 3</td><td>ca. 0,04</td><td>ca. 0,04</td><td>ca. 0,04</td></tr><tr><td>L</td><td>270 ± 3</td><td>235 ± 3</td><td>ca. 0,04</td><td>ca. 0,04</td><td>ca. 0,04</td></tr><tr><td>XL</td><td>270 ± 3</td><td>250 ± 3</td><td>ca. 0,04</td><td>ca. 0,04</td><td>ca. 0,04</td></tr></table>								Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger	S	270 ± 3	210 ± 3	ca. 0,04	ca. 0,04	ca. 0,04	M	270 ± 3	215 ± 3	ca. 0,04	ca. 0,04	ca. 0,04	L	270 ± 3	235 ± 3	ca. 0,04	ca. 0,04	ca. 0,04	XL	270 ± 3	250 ± 3	ca. 0,04	ca. 0,04	ca. 0,04							
Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm																																													
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger																																											
S	270 ± 3	210 ± 3	ca. 0,04	ca. 0,04	ca. 0,04																																											
M	270 ± 3	215 ± 3	ca. 0,04	ca. 0,04	ca. 0,04																																											
L	270 ± 3	235 ± 3	ca. 0,04	ca. 0,04	ca. 0,04																																											
XL	270 ± 3	250 ± 3	ca. 0,04	ca. 0,04	ca. 0,04																																											
Symbole Symbols	AQL 1.5 30°C 10°C 20 PAP 21 PAP																																															