

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Spuckbeutel

Produktbeschreibung Product Description

Spuckbeutel aus reißfestem und auslaufsicherem LDPE-Material mit einem Auffangvolumen von bis zu 1.300 ml. Der Beutel verfügt über einen hygienischen Verschlussring sowie ein integriertes Mundstück.

Spit bag made of tear-resistant and leak-proof LDPE material with a collection volume of up to 1,300 ml. The bag has a hygienic closure ring and an integrated mouthpiece.

Anwendung Application

Zum Auffangen von Mageninhalt bei Übelkeit und Erbrechen im Zuge von Reisekrankheiten, Schwangerschaftsübelkeit oder allgemeinem Unwohlsein.

For absorbing stomach contents in case of nausea and vomiting due to travel sickness, morning sickness or general malaise.

Ausführungen Variants

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU
Spuckbeutel/ Spit bag	ø 12 cm / 1300 ml	weiß/ white	50 Stk./ pcs.	76608	4046153140688	19772248	6

Qualitätssicherung Quality Management

Produktsicherheitsverordnung
General Product Safety Regulation – GPSR

Material Material

Beutel: Polyethylen
Bag: Polyethylene

Ring: Polypropylen
Ring: Polypropylene

Symbole Symbols

